



# CARDIOVIT MS-2015


## Définir le nouvel horizon de l'électrocardiographie

**Système d'ECG à 12 dérivations  
haute gamme**  
pour ECG de repos

**Affichage**  
Écran couleur tactile 15"

**Vitesse**  
Démarrage instantané et impression d'ECG en  
moins de 3 secondes

**DICOM**  
Électrocardiographe haut de gamme compati-  
ble avec la norme DICOM



# SCHILLER

The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT MS-2015

## L'excellence au bout des doigts

Le MS-2015 de SCHILLER est un électrocardiographe à la pointe de la technologie, qui simplifie l'interprétation des ECG de diagnostic et rationalise les flux de travail en délivrant des rapports cliniques de haute qualité au moment et à l'endroit où vous en avez besoin.

Le MS-2015 vous surprendra dès le départ et à chaque fois que vous l'utiliserez. Il est conçu pour une utilisation en continu. Quel que soit le rythme de travail de l'environnement clinique – dans les grands hôpitaux où le volume d'ECG est élevé et où la rapidité et la qualité sont cruciales – le MS-2015 est toujours prêt à vous aider à simplifier les soins prodigués aux patients cardiaques.

Il suffit de toucher le grand (15") écran couleur haute résolution pour activer le système et enregistrer, sélectionner et imprimer des ECG de qualité optimale en un rien de temps. Le MS-2015 exporte les enregistrements d'ECG au format XML, PDF\*<sup>1</sup> et DICOM\*<sup>1</sup>, pour vous permettre de les transmettre à n'importe quel système compatible avec ces normes industrielles. De la saisie de données précise et complète aux champs de données exhaustifs demandant aux utilisateurs les informations requises, tous les détails du MS-2015 sont conçus pour rationaliser le test d'ECG.

Et lorsque vous êtes responsable de centaines d'ECG chaque jour, l'attention portée au détail fait toute la différence.

SCHILLER AG

Société pionnière depuis 1974



## Traitement avancé... pas d'attente

- Le démarrage instantané procure une disponibilité immédiate
- L'ECG est traité, interprété et imprimé en moins de 3 secondes après l'acquisition

## Synchronisation de l'heure

Le réglage automatique de l'heure du MS-2015 sur celle de votre hôpital vous permet d'obtenir une documentation précise de l'historique clinique de votre patient.

## Saisie rapide

Saisissez les données patient rapidement et avec précision à l'aide de l'écran tactile ou en scannant un code à barres. Vous pouvez également télécharger\*<sup>2</sup> des données patient et des demandes de liste de travail à partir du SEMA ou du SIH.

## Excellence clinique

- **Logiciel d'interprétation « C » de SCHILLER pour patients adultes et enfants** – un des algorithmes les mieux documentés pour une analyse d'ECG simultanée de 12 dérivations, offrant qualité et fiabilité sans compromis. Votre plus précieux outil

pour obtenir un deuxième avis cliniquement fiable.

- **Logiciel de thrombolyse** – cette option crée une évaluation numérique de l'âge, du sexe, des principaux symptômes et de la mesure d'ECG du patient, sur la base de laquelle vous pouvez déterminer la probabilité d'ischémie cardiaque aiguë. Ce logiciel en option vous procure des informations de diagnostic supplémentaires importantes pour les patients présentant des douleurs thoraciques.



## THE ART OF CONNECTIVITY

### Des ECG qui satisfont à vos normes élevées

Le MS-2015 assure non seulement une connexion parfaite aux systèmes d'informations SEMA-200, mais s'adapte également à vos besoins spécifiques et peut être étendu à mesure que ces besoins augmentent. Sa connectivité totale vous permet de rationaliser vos flux de travail d'ECG et d'améliorer l'efficacité.

- **Connectivité EMR** – le MS-2015 se connecte facilement à votre système d'enregistrement médical électronique (EMR).
- Sa parfaite connectivité avec le SEMA-200 permet aux médecins d'augmenter la productivité des services et de réduire les erreurs.
- **Simplification** – mémorisation, transmission et suppression automatiques des données.
- **Lecture de code à barres\*\*** – le scanner de code à barres en option aide à réduire les erreurs en automatisant la saisie des données patient.

### Sécurité garantie

Le MS-2015 vous offre des connexions sans fil sécurisées via des protocoles WLAN standard tels que 802.11 g, WPA, WPA II ou WEP. La communication WLAN est également disponible avec SSID invisible.

### Ne ratez jamais un battement\*<sup>2</sup>

Enregistrez et mémorisez 4 minutes de données ininterrompues de 12 dérivations pour documenter les arythmies intermittentes.

### Capacité de mémorisation élevée

- Mémorisez jusqu'à 350 ECG
- Mémorisez jusqu'à 4 minutes en affichage complet\*<sup>2</sup>

### Spirométrie

L'ECG et la spirométrie en un seul appareil – une exclusivité mondiale ! Le CARDIOVIT MS-2015 peut être transformé en un spiromètre de table éprouvé pour la mesure, l'enregistrement et l'évaluation des courbes de débit/volume et de volume/temps et les paramètres correspondants. Plusieurs tests d'expiration et d'inspiration peuvent être effectués et comparés avec des valeurs normales spécifiques au pays concerné. Les mesures pré-/post et l'interprétation sont standard.

\*<sup>1</sup> L'exportation d'enregistrements d'ECG de repos à 12 dérivations au format DICOM (objets de courbes) standard vers les systèmes PACS et l'exportation au format PDF sont disponibles comme élément du serveur de communication SCHILLER (SCS).

\*\* développement en cours



**Asia**  
**SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia**  
 52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
 Phone +603 6272 3033  
 Fax +603 6272 2030  
[sales@schiller.com.my](mailto:sales@schiller.com.my)  
[www.schiller-asia.com](http://www.schiller-asia.com)



**Austria**  
**SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.**  
 A-4040 Linz  
 Phone +43 732 709 90  
 Fax +43 732 757 000  
[sales@schiller.at](mailto:sales@schiller.at)  
[www.schiller.at](http://www.schiller.at)



**China**  
**Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.**  
 100015 Beijing, China  
 Phone +86-010-52007020  
[diamond@schillermedical.com](mailto:diamond@schillermedical.com)  
[www.schiller.cn](http://www.schiller.cn)



**France**  
**SCHILLER Médical S.A.S.**  
 F-67162 Wissembourg/Cedex  
 Phone +33 3 88 63 36 00  
 Fax +33 3 88 94 12 82  
[info@schiller.fr](mailto:info@schiller.fr)  
[www.schiller-medical.com](http://www.schiller-medical.com)



**France (distribution France)**  
**SCHILLER France S.A.S.**  
 F-77600 Bussy St Georges  
 Phone +33 1 64 66 50 00  
 Fax +33 1 64 66 50 10  
[infoschiller@schiller-france.fr](mailto:infoschiller@schiller-france.fr)  
[www.schiller-france.com](http://www.schiller-france.com)



**Germany**  
**SCHILLER Medizintechnik GmbH**  
 D-85622 Feldkirchen b. München  
 Phone +49 89 62 99 81-0  
 Fax +49 89 62 99 81-54  
[info@schillermed.de](mailto:info@schillermed.de)  
[www.schillermed.de](http://www.schillermed.de)



**Hungary**  
**SCHILLER Diamed Ltd.**  
 H-1141 Budapest  
 Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491  
 Fax +36 (1) 383-4778  
[sales@schiller.at](mailto:sales@schiller.at)  
[www.schiller-hungary.hu](http://www.schiller-hungary.hu)



**India**  
**SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.**  
 Mumbai - 400 001, India  
 Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141  
 Fax +91 22 2920 9142  
[sales@schillerindia.com](mailto:sales@schillerindia.com)  
[www.schillerindia.com](http://www.schillerindia.com)



**Japan**  
**SCHILLER Japan, Ltd.**  
 Hiroshima 734-8551  
 Phone +81 82 250 2055  
 Fax +81 82 253 1713  
[koji.maekawa@schiller.jp](mailto:koji.maekawa@schiller.jp)  
[www.schiller.jp](http://www.schiller.jp)



**Croatia**  
**Schiller medicinski instrumenti d.o.o.**  
 10000 Zagreb  
 Phone +385 1 309 66 59  
 Fax +385 1 309 66 60  
[info@schillerzg.hr](mailto:info@schillerzg.hr)  
[www.schiller.ch](http://www.schiller.ch)



**Latin America**  
**SCHILLER Latin America, Inc.**  
 Doral, Florida 33172  
 Phone +1 954 673 0358  
 Fax +1 786 845 06 02  
[info@schillerla.ch](mailto:info@schillerla.ch)  
[www.schillerla.ch](http://www.schillerla.ch)



**Poland**  
**SCHILLER Poland Sp. z o.o.**  
 PL-02-729 Warszawa  
 Phone +48 22 8432089  
 Fax +48 22 8432089  
[schiller@schiller.pl](mailto:schiller@schiller.pl)  
[www.schiller.pl](http://www.schiller.pl)



**Russia & C.I.S.**  
**SCHILLER AG Rep. office**  
 125124 Moscow, Russia  
 Phone +7 (495) 970 11 33  
 Fax +7 (495) 970 11 33  
[mail@schiller-ag.com](mailto:mail@schiller-ag.com)  
[www.schiller-cis.com](http://www.schiller-cis.com)



**Serbia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 11010 Beograd  
 Phone +381 11 39 79 508  
 Fax +381 11 39 79 518  
[info@schiller.rs](mailto:info@schiller.rs)  
[www.schiller.rs](http://www.schiller.rs)



**Slovenia**  
**SCHILLER d.o.o.**  
 2310 Slovenska Bistrica  
 Phone +386 2 843 00 56  
 Fax +386 2 843 00 57  
[info@schiller.si](mailto:info@schiller.si)  
[www.schiller.si](http://www.schiller.si)



**Spain**  
**SCHILLER ESPAÑA, S.A.**  
 E-28230-Las Rozas/Madrid  
 Phone +34 91 713 01 76  
 Fax +34 91 355 79 33  
[schiller@schiller.es](mailto:schiller@schiller.es)  
[www.schiller.es](http://www.schiller.es)




**Switzerland**  
**SCHILLER-Reomed AG**  
 CH-8953 Dietikon  
 Phone +41 44 744 30 00  
 Fax +41 44 740 37 10  
[sales@schiller-reomed.ch](mailto:sales@schiller-reomed.ch)  
[www.schiller-reomed.ch](http://www.schiller-reomed.ch)



**Turkey**  
**SCHILLER TÜRKİYE**  
 Okmeydanı-Sisli - İstanbul  
 Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
 Fax +90 212 210 8684  
[sales@schiller-turkiye.com](mailto:sales@schiller-turkiye.com)  
[www.schiller-turkiye.com](http://www.schiller-turkiye.com)



**USA**  
**SCHILLER America Inc.**  
 Doral, Florida 33172  
 Phone +1 786 845 0620  
 Fax +1 786 845 06 02  
[sales@schilleramerica.com](mailto:sales@schilleramerica.com)  
[www.schilleramerica.com](http://www.schilleramerica.com)



# SCHILLER

The Art of Diagnostics